

EXAMVISION™



Tillykke med dine
kundetilpassede lupbriller



Indhold

Introduktion	3
Kvalitetskontrol, finjustering og videoer	
Galilean HD & Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garanti	10
Tilbehør til ExamVision lupbriller	11
Symboler og instruktioner til korrekt anvendelse	14



Introduktion

Du har valgt et præcisionsværktøj af høj kvalitet, der er skræddersyet præcist til dig. Hvis din lupbrille skal justeres, skal du huske, at det er et avanceret præcisionsinstrument. Så følg venligst videovejledningen omhyggeligt – eller spørg din lokale ExamVision-forhandler om hjælp.

ExamVision kan justere arbejdsafstanden for din lupbrille og opgradere med synskorrigerede glas og linser, efterhånden som dit syn ændrer sig over tid. Hvis du har spørgsmål af nogen art, er du meget velkommen til at kontakte din ExamVision-forhandler.

Din lupbrille er blevet produceret med omhu, præcist efter dine specifikationer, og vi håber, at du er 100% tilfreds.



Kvalitetskontrol, finjustering og videoer



Galilean HD & Essential

Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.

Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, der sidder på din nye lupbrille.

Se vores video *"Does your loupe fit correctly?"* for optimalt, klart syn, komfort og perfekt pasform. Dette sikrer luppens korrekte højde og vinkel, som vist nedenfor:



Videoer

Du kan finde ExamVision-videoer på vores kanal på YouTube og Vimeo. For at se nu, kan du scanne QR-koden her:





Kvalitetskontrol, finjustering og videoer



Kepler Kompakt

Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.

Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, der sidder på din nye lupbrille. Du skal finfokusere din Kepler Kompakt ét øje ad gangen, på din arbejdsafstand. Når du har fundet din optimale fokusindstilling, så fastlås indstillingen ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle.

Se vores video *“Fitting your Kepler Kompakt loupe”* for optimalt, klart syn, komfort og perfekt pasform. Dette sikrer luppens korrekte højde og vinkel, som vist nedenfor:



Videoer

Du kan finde ExamVision-videoer på vores kanal på YouTube og Vimeo. For at se nu, kan du scanne QR-koden her:

 YouTube





Kvalitetskontrol, finjustering og videoer



Kepler Advanced

Inden du benytter din nye lupbrille, bør du se ExamVisions videoer for at sikre korrekt tilpasning og krystalklart syn.

Vi har indstillet din lup til den ønskede arbejdsafstand fra fronten af dit øje til din patient. Denne afstand er skrevet på det kvalitetskort, der sidder på din nye lupbrille.

Du skal finfokusere din Kepler Advanced ét øje ad gangen, på din arbejdsafstand. Se vores video *"Fitting your Kepler Advanced loupe"* for optimalt, klart syn, komfort og perfekt pasform. Dette sikrer luppens korrekte højde og vinkel, som vist nedenfor:



Videoer

Du kan finde ExamVision-videoer på vores kanal på YouTube og Vimeo. For at se nu, kan du scanne QR-koden her:



Garanti

Fem års producentgaranti

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Bemærk venligst, at vores garanti ikke dækker fejl forårsaget af normal slitage, forkert brug, utilsigtet skade, konstruktionsændringer af produktet, returforsendelse i ikke-original emballage eller fejl på grund af forkert tilpasning, vedligeholdelse, service eller rengøring. I tilfælde af fejl skal du returnere enheden til din ExamVision-forhandler til reparation.

Se også på: examvision.com/warranty



Tilbehør til ExamVisions lupbriller



Næsepuder

I klar silikone og i forskellige størrelser.



Brillesnor

Elegant og holdbar snor for ekstra sikkerhed, når du bærer dine lupbriller. Monteres via silikone-rør.



Kabelholdere

Monter kabelholdere på hver brillestand og pres forsigtigt kablet ind.



Rengøringsvæske (alkoholfri)

Vores særlige rengøringsvæske vil holde din lup i perfekt stand. Brug en lille mængde på en mikrofiber linseklud til sikkert at fjerne snavs, støv og fedt.

Tilbehør til ExamVisions lupbriller



Desinfektionsservietter (alkoholfri)

Vores desinfektionsservietter holder din lup i perfekt stand. Disse engangsservietter er en hurtig og nem måde til sikkert at fjerne snavs, støv og fedt.



Visionshield (størrelse L, XL og MAX)

Beskytter luppen og dit ansigt mod stænk og snavs. Monteres let på ExamVision-lupbriller ved hjælp af en velcro-adapter. Størrelse L passer til Galilean HD og Essential lupbriller – og størrelse XL passer til Kepler-lupbriller. Disse versioner har en udskæring i visiret til LED-lampen.

Visionshield MAX er et visir i fuld ansigtsstørrelse, som let kan fastgøres til og passer på enhver ExamVision-lupbrille.

ExamVision Visionshields er fremstillet af en holdbar og fleksibel plastfolie, som let kan rengøres, desinficeres og genbruges.



Sideshields

Næsten usynlige lette Sideshields beskytter øjnene mod stænk og snavs. Til éngangsbrug, i pakker med tre par.



Juveler

Hvis 100% personalisering ikke er nok, hvorfor så ikke tilføje en diamant? En 0,02 karat (1,7 mm) diamant, der ligger i en fatning af sterlingsølv, håndlavet af en dansk smykkedesigner for at forstærke dit smukke Icon-brillestel. Rubiner og safirer er også tilgængelige. Vi perfektionerer det. Du laver det personligt.



Farvede hockey-ender

Anti-allergi hockeyender til at sikre en behagelig pasform – og at personliggøre din lupbrille. Fremstillet af kunstgummi.

Fås i en lang række farver.

Du kan se den fulde liste over tilgængeligt tilbehør på:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symboler og instruktioner til korrekt anvendelse



Producent

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Danmark.
www.examvision.com



Se brugsanvisningen

Digitale udgaver i forskellige sprog kan findes her:
examvision.com/support



Advarsel. Korrekt brug og vedligeholdelse

Din ExamVision-lupbrille er et præcisionsinstrument. Som med ethvert kvalitetsprodukt er der behov for grundig pleje for at holde din lup i topform. Ved normal daglig brug har din lup brug for servicekontrol fra tid til anden. Efterse lupbrillen regelmæssigt. Hvis du bemærker slid eller beskadigelse, hvis din lupbrille føles løs, eller ikke passer så godt som den gjorde, da den var ny, skal du stoppe med brugen og kontakte din ExamVision-forhandler med det samme for service og evt. udskiftning af dele. Din lokale optiker kan muligvis også hjælpe dig med små justeringer eller stramning af skruer. Du må IKKE modificere eller ændre din lupbrille.

Allergi

ExamVision anvender udelukkende allergi-testede brillematerialer af høj kvalitet. Din lupbrille skal være tilpasset, så det kun er næsepuder og hockeyender, der rører din hud. Kontakt din ExamVision-forhandler i det meget sjældne tilfælde af irritation eller allergi.

Pleje og rengøring

Brug IKKE alkohol til rengøring. Brug kun de af ExamVision anbefalede, alkoholfrie rengørings- og desinfektionsmidler og en blød fnugfri klud. Du må IKKE autoklavere eller bruge ultrasoniske rengøringsmetoder. Brug IKKE UV-nedsænkende desinfektionsmetoder.

**Holdes væk fra sollyset**

Efterlad ikke din lupbrille direkte i solen. Forstørrelse kan skabe et "hot spot", som kan forårsage brand.

**Opbevares tørt****Skrøbelig, håndteres forsigtigt****Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget**



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com