

EXAMVISION™



Gefeliciteerd met uw op  
maat gemaakte loep



## Inhoud

Inleiding .....	3
<b>Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video's</b>	
Galilean HD & Essential .....	4
Kepler Kompakt .....	6
Kepler Advanced .....	8
<b>Garantie .....</b>	<b>10</b>
<b>Accessoires voor de ExamVision-loepen .....</b>	<b>11</b>
<b>Symbolen en instructies voor correct gebruik .....</b>	<b>14</b>



## Inleiding

U heeft gekozen voor een hoogwaardige precisietool, afgestemd op uw metingen. Heeft uw loep een aanpassing nodig? Denk er dan aan dat het een complex precisie-instrument is en volg dus zorgvuldig de video-instructies, of vraag uw plaatselijke ExamVision-dealer om hulp.

ExamVision kan de werkfstand van uw loep aanpassen en de sterkte van de voorgeschreven lenzen opwaarderen, naarmate uw zicht in de loop van de tijd verandert. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met uw ExamVision-dealer.

Uw loep is met zorg gemaakt, precies volgens uw specificaties, en wij hopen dat u 100% tevreden bent.



## Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video's

---



### Galilean HD & Essential

Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loep, de ExamVision-video's om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn. Wij hebben uw loep op uw gewenste werkafstand ingesteld, van de voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loep.

*Bekijk onze video "Does your loupe fit correctly?"* voor een optimaal helder zicht, comfort en een perfecte pasvorm. Dit zorgt voor de juiste hoogte en invalshoek van de loep, zoals hieronder geïllustreerd wordt:



---

### Video's

U kunt ExamVision-video's vinden op ons kanaal op YouTube en Vimeo. Scan hier de QR-code om nu te kijken:





## Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video's

---



### Kepler Kompakt

**Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loep, de ExamVision-video's om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn.**

Wij hebben uw loep op uw gewenste werkafstand ingesteld, van de voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loep.

U dient uw Kepler Kompakt per oog nauwkeurig scherp te stellen op uw werkafstand. Stel uw optimale scherpste vast met de meegeleverde inbusleutel. Bekijk onze video "*Fitting your Kepler Kompakt loupe*" voor een optimaal helder zicht, comfort en een perfecte pasvorm. Dit zorgt voor de juiste hoogte en invalshoek van de loep, zoals hieronder geïllustreerd wordt:



---

### Video's

U kunt ExamVision-video's vinden op ons kanaal op YouTube en Vimeo. Scan hier de QR-code om nu te kijken:







## Kwaliteitscontrole, fijnafstelling en video's

---



### Kepler Advanced

**Bekijk eerst, voordat u begint met uw nieuwe loop, de ExamVision-video's om er zeker van te zijn dat de pasvorm en het zicht goed zijn.** Wij hebben uw loop op uw gewenste werkaafstand ingesteld, van de voorkant van uw oog tot uw onderwerp. De afstand staat vermeld op het kwaliteitskaartje dat bevestigd is aan uw nieuwe loop.

U dient uw Kepler Advanced per oog nauwkeurig scherp te stellen op uw werkaafstand. Bekijk onze video *"Fitting your Kepler Advanced loupe"* voor een optimaal helder zicht, comfort en een perfecte pasvorm. Dit zorgt voor de juiste hoogte en invalshoek van de loop, zoals hieronder geïllustreerd wordt:



---

### Video's

U kunt ExamVision-video's vinden op ons kanaal op YouTube en Vimeo. Scan hier de QR-code om nu te kijken:



## Garantie

---

### Fabrieksgarantie van vijf jaar

- Galilean HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Houd er rekening mee dat onze garantie geen betrekking heeft op defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onopzettelijke schade, aanpassingen, verzendingen in niet-originele verpakkingen of fouten als gevolg van onjuiste montage-, onderhouds-, service- of reinigingsprocedures.

Stuur in het geval van slecht functioneren, het apparaat terug naar uw ExamVision-dealer voor reparatie.

Zie ook: [examvision.com/warranty](http://examvision.com/warranty)



## Accessoires voor de ExamVision-loepen

---



### Neussteunen

Transparante siliconen neussteunen in verschillende maten.



### Brillenkoord voor loepbril

Delicaat maar duurzaam koord voor extra veiligheid bij het dragen van uw loepen - met siliconen bevestigingen.



### Kabelclips

Bevestig de kabelclips aan de brillenarmen van uw loepen en duw uw ledkabel voorzichtig in de clip.



### Optiekreiniger (alcoholvrij)

Onze reinigungsoplossing op maat houdt uw loep in een perfecte staat. Gebruik een kleine hoeveelheid op een lensdoekje van microvezels om vuil, stof en vet veilig te verwijderen.

## Accessoires voor de ExamVision-loepen

---



### Desinfectie-doekjes (alcoholvrij)

Onze desinfecterende doekjes houden uw loep in een perfecte staat. Deze reinigende wegwerpdoekjes zijn een snelle en gemakkelijke manier om vuil, stof en vet veilig te verwijderen.



### Visionshields (maat L, XL en MAX)

Beschermt de loep en uw gezicht tegen spatten en vuil. Eenvoudig te bevestigen aan de ExamVision-loepen met behulp van een klittenband-adapter. Maat L past op de Galilean HD- en de Essential-loepen – en maat XL past op de Kepler-loepen. Deze uitvoeringen hebben een uitsparing in het vizier voor een hoofdlamp. De Visionshield MAX is een masker voor het hele gezicht, dat tijdens uw werkroutine gemakkelijk kan worden bevestigd op iedere ExamVision-loep en er goed op past. De ExamVision-gezichtsbeschermers zijn gemaakt van een niet-splinterende, flexibele plastic film, die gemakkelijk kan worden gereinigd, gedesinfecteerd en hergebruikt.



### Sideshields

De bijna onzichtbare, vederlichte zijschermen beschermen de ogen tegen spatten en vuil. Voor eenmalig gebruik, in verpakkingen van drie paar.



### **Juwelen**

Als het gehele maatwerk niet voldoende is, waarom zou u dan geen diamant toevoegen? Een diamant van 0,02 karaat (1,7 mm), genesteld in een onvervalste zilveren stud, handgemaakt door een Deense juwelenontwerper die uw prachtige montuur verfraait. Er zijn ook robijnen en saffieren beschikbaar. Wij maken het perfect. U maakt het persoonlijk.



### **Gekleurde oortips**

Anti-allergische uiteinden voor de brillenarm om hem net iets persoonlijker te maken en voor een prettige pasvorm. Gemaakt van kunstrubber. Verkrijgbaar in een breed assortiment kleuren.

U kunt de volledige lijst met beschikbare accessoires bekijken op:  
[examvision.com/loupes-lights/accessories/](http://examvision.com/loupes-lights/accessories/)



## Symbolen en instructies voor correct gebruik

---



### Fabrikant

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denemarken.  
[www.examination.com](http://www.examination.com)



### Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Voor digitale versies in verschillende talen, volg deze link:  
[examination.com/support](http://examination.com/support)



### Waarschuwing. Correct gebruik en onderhoud

Uw ExamVision-loep is een precisie-instrument. Zoals bij elk kwaliteitsproduct, is de juiste zorg nodig om uw loep in topconditie te houden. Bij normaal dagelijks gebruik heeft uw loep van tijd tot tijd een servicebeurt nodig. Regelmatig inspecteren. Wanneer u slijtage of schade opmerkt of uw loep los aanvoelt of niet meer zo goed past als in het begin, gebruik hem dan niet meer en neem onmiddellijk contact op met uw ExamVision-dealer voor service en vervangende onderdelen. Uw plaatselijke opticiens kan u wellicht ook helpen met kleine aanpassingen of het aandraaien van de schroeven. Uw loep NIET wijzigen of veranderen.

### Allergieën

ExamVision gebruikt alleen hoogwaardige, op allergie geteste materialen voor de glazen. Uw loep dient zo te zijn geplaatst dat alleen de neussteun en de oortips uw huid raken. Neem in het hoogst onwaarschijnlijke geval van irritatie contact op met uw ExamVision-dealer.

### Verzorging en reiniging

Gebruik GEEN alcohol om te reinigen. Gebruik alleen de door ExamVision aanbevolen alcoholvrije reinigings- en desinfecterende producten en een zachte, pluisvrije doek. NIET autoclaveren of GEEN ultrasonische reinigingsmethoden gebruiken. Gebruik GEEN UV-immersieve desinfecterende methoden.



**Uit de buurt van zonlicht houden**

Laat de loep niet in direct zonlicht liggen. Vergroting kan een hotspot creëren die mogelijk brand veroorzaakt.



**Droog houden**



**Breekbaar, voorzichtig behandelen**



**Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is**



 [facebook.com/ExamVisionDK](https://facebook.com/ExamVisionDK)

 [instagram.com/examvision/](https://instagram.com/examvision/)

 [linkedin.com/company/examvision-aps](https://linkedin.com/company/examvision-aps)

[www.examvision.com](https://www.examvision.com)