

EXAMVISION™



Enhorabuena por su lupa
fabricada a medida



Contenido

Introducción	3
Control de calidad, reajuste y vídeos	
Galileo HD y Essential	4
Kepler Kompakt	6
Kepler Advanced	8
Garantía	10
Accesorios para lupas ExamVision	11
Símbolos e instrucciones de uso	14



Introducción

Ha elegido usted una herramienta de alta calidad y precisión fabricada totalmente a su medida.

Tenga en cuenta que su lupa es un instrumento complejo. En el caso de que necesite ajustarla, siga cuidadosamente las indicaciones del vídeo o solicite ayuda a su distribuidor local de ExamVision. Asimismo, recuerde que, a medida que su visión vaya cambiando con el tiempo, en ExamVision le podremos ajustar la distancia de trabajo de su lupa, así como actualizar la graduación de sus lentes. Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor de ExamVision.

Le recordamos que su lupa ha sido producida cuidando cada detalle y siguiendo exactamente las especificaciones que usted nos ha facilitado. Desde ExamVision esperamos que esté 100 % satisfecho con su compra.



Control de calidad, reajuste y vídeos



Galileo HD y Essential

Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta de calidad que adjuntamos.

Para obtener una visión clara y óptima y obtener un ajuste y comodidad perfectos, es esencial visualizar el vídeo «*¿Se ajusta correctamente su lupa?*» El vídeo muestra cómo configurar la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal y como se ilustra a continuación:



Vídeos

Encontrará los vídeos de ExamVision en nuestro canal de YouTube y Vimeo. Para verlos ahora, escanee el siguiente código QR:





Control de calidad, reajuste y vídeos



Kepler Kompakt

Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta de calidad que adjuntamos.

Para enfocar su Kepler Kompakt con precisión, es esencial hacerlo con cada ojo por separado y desde su distancia de trabajo habitual. Posteriormente, fije el enfoque óptimo con la llave Allen adjunta. Vea nuestro vídeo «*Ajuste de su lupa Kepler Kompakt*» para obtener una visión clara, así como un ajuste y comodidad perfectos. El vídeo muestra cómo configurar la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal y como se ilustra a continuación:



Vídeos

Encontrará los vídeos de ExamVision en nuestro canal de YouTube y Vimeo. Para verlos ahora, escanee el siguiente código QR:





Control de calidad, reajuste y vídeos



Kepler Advanced

Antes de empezar a utilizar su nueva lupa, le recomendamos que vea los vídeos de ExamVision para asegurarse de que su ajuste y visión sean los correctos. Recuerde que hemos ajustado su lupa a la distancia de trabajo que usted nos indicó (desde la parte frontal de su ojo hasta el objeto). Dicha distancia está indicada en la tarjeta de calidad que adjuntamos.

Para enfocar su Kepler Advanced con precisión, es esencial hacerlo con cada ojo por separado y desde su distancia de trabajo habitual. Posteriormente, fije el enfoque óptimo con la llave Allen adjunta. Vea nuestro vídeo «**Montaje de su lupa Kepler Advanced**» para obtener una visión clara, así como un ajuste y comodidad perfectos. El vídeo muestra cómo configurar la altura y el ángulo correctos de la lupa, tal y como se ilustra a continuación:



Vídeos

Encontrará los vídeos de ExamVision en nuestro canal de YouTube y Vimeo. Para verlos ahora, escanee el siguiente código QR:



Garantía

5 años de garantía del fabricante

- Galileo HD
- Kepler Kompakt
- Kepler Advanced
- Essential

Nuestra garantía no cubre los siguientes defectos: daños causados por el desgaste habitual o por un mal uso, negligencias, daños accidentales, modificación, envío en un embalaje no original, ni tampoco los fallos debidos a un mal montaje, mantenimiento, servicio o procedimientos de limpieza inadecuados.

En caso de mal funcionamiento, devuelva el equipo a su distribuidor ExamVision para su reparación.

Para más información, visite: examvision.com/warranty



Accesorios para lupas ExamVision



Plaquetas nasales

Plaquetas nasales de silicona transparente en varios tamaños.



Cordón para el cuello

Cordón delicado pero duradero para mayor seguridad al usar las lupas.



Clips y adaptadores de cable para la pantalla de protección

Con estos clips podrá sujetar los cables de sus lámparas LED a las varillas de las lupas.



Solución de limpieza (sin alcohol)

Nuestra solución de limpieza mantendrá sus lupas en perfectas condiciones. Vierta una pequeña cantidad en el paño de microfibra y elimine de forma segura la suciedad, el polvo y la grasa.

ExamVision loupe accessories



Toallitas desinfectantes (sin alcohol)

Nuestras toallitas desinfectantes mantendrán su lupa en perfecto estado. Estas toallitas de limpieza desechables son una forma rápida y sencilla de eliminar de forma segura la suciedad, el polvo y la grasa de sus lupas.



Pantalla de protección (tallas L, XL y MAX)

Proteja su lupa y rostro de salpicaduras y suciedad. Se puede fijar fácilmente a las lupas ExamVision mediante un adaptador de velcro. La talla L se adapta a las lupas Galileo HD y Essential, y la talla XL a las lupas Kepler. Estos modelos vienen con un agujero en el visor para poder insertar una luz frontal.

La pantalla de protección MAX es un visor que cubre la cara completamente y se ajusta a cualquier lupa de ExamVision con facilidad. Podrá integrarlo cómodamente en su nueva rutina de trabajo.

Todas nuestras pantallas de protección están fabricadas con una película plástica flexible que no se astilla y que se puede limpiar, desinfectar y reutilizar fácilmente.



Sideshields

Casi invisibles, los protectores laterales ultraligeros protegerán sus ojos de

salpicaduras y residuos. Desechables, vienen en paquetes de tres pares.



Joyas

Una vez tenga sus lupas personalizadas, ¿por qué no añadirles un diamante? En efecto, un diamante de 0,02 quilates (1,7 mm) con un perno de plata esterlina hecho a mano por joyeros daneses puede hacer que su montura lcon se vea mucho más elegante (también puede elegir un rubí o un zafiro). ¡Nosotros perfeccionamos las lupas, pero usted las personaliza!



Terminales multicolor

Terminales antialérgicos para un ajuste más cómodo. Fabricados en caucho artificial, están disponibles en una amplia gama de colores.

Consulte la lista completa de accesorios disponibles en:
examvision.com/loupes-lights/accessories/



Symbols and instructions for proper use



Fabricante

ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Dinamarca.
www.examvision.com



eFU indicator

Consultar instrucciones de uso

Para versiones digitales en varios idiomas, siga este enlace: examvision.com/support



Atención. Uso y mantenimiento correctos

Recuerde que su lupa ExamVision es un instrumento de precisión y que, como cualquier producto de calidad, requiere un cuidado adecuado para mantenerla en condiciones óptimas. Con el uso diario habitual, su lupa necesitará revisiones de vez en cuando. Inspecciónela regularmente y, en caso de observar desgaste o daños, póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor de ExamVision. También en el caso de que su lupa no se ajuste tan bien como cuando era nueva, le recomendamos dejar de usarla y llevarla a su distribuidor para que le haga una revisión y le proporcione piezas de repuesto. En caso de que deba realizar pequeños ajustes a su lupa o apretarle los tornillos, puede acudir a un profesional de la salud visual siempre que este NO modifique ni altere su lupa.

Alergias

ExamVision solo utiliza materiales de alta calidad que estén probados contra las alergias. Para su correcta colocación, ajuste su lupa de manera que solo la plaqueta de la nariz y las puntas de los terminales le toquen la piel. En el caso altamente improbable de que se produzca una irritación, póngase en contacto con su distribuidor de ExamVision.

Cuidado y limpieza

NO utilice alcohol para la limpieza. Utilice únicamente los productos de limpieza y desinfección sin alcohol recomendados por ExamVision, así como un paño suave que no suelte pelusa. NO utilice métodos de limpieza autoclave ni ultrasónicos. NO utilice métodos de desinfección por inmersión en UV.



Mantenga su lupa alejada de la luz solar

No deje las lupas directamente al sol. El aumento podría generar un «punto caliente» que podría provocar un incendio.



Manténgase en un lugar seco



Producto frágil, manipular con cuidado



No utilizar si el envase está dañado



 facebook.com/ExamVisionDK

 instagram.com/examvision/

 linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com