

EXAM **V**ISION




Außergewöhnliche Leistung

Hochwertige, maßgefertigte dänische
Lupenbrillen- und LED-Systeme



HANDMADE
in Denmark



Auf Ihre primären Bedürfnisse zugeschnittene Winklung, unabhängig davon, ob es sich hauptsächlich um Kleintiere, Großtiere oder Operationen handelt



Dänisches Design. Handgefertigt für Tierärzte.

Bei ExamVision treffen dänische Handwerkskunst und optisches Geschick auf tierärztliches Fachwissen. Jede Lupenbrille wird in Dänemark aus hochwertigen Materialien wie Titan, Kohlefaser und Edelstahl handgefertigt und individuell an Ihre Sehstärke, Ihren Arbeitsabstand und Ihre Ergonomie angepasst.

ExamVision bedeutet:

- Visuelle Klarheit und ergonomische Verbesserung
- Handgefertigte dänische Qualität mit hochwertigen Materialien
- Individuell angepasst an Sicht, Körperhaltung und Sehstärke
- Bei Änderungen der Sehstärke nachrüstbar

Tierärztliche Vorteile:

- Mehr Details bei kürzerem, sicherem Arbeitsabstand für eine genaue Diagnose und Behandlung
- Galilean HD- oder Galilean Essential-Lupenbrillen, beide kompakt, robust, leicht und für den ganztägigen Gebrauch geeignet
- Alpha LED-Licht mit heller, natürlicher Beleuchtung und einstellbarer Intensität für jeden Eingriff



Testen Sie unseren 3D Loupe Creator und erwecken Sie Ihre Traumlupenbrille in 4 einfachen Schritten zum Leben.



Galilean Essential

- Die beste Lupenbrille der Einstiegsklasse, für ganztägigen Komfort und Präzision
- Hochwertige Vergrößerung zu einem attraktiven Preis
- Leicht, dank eines kürzeren Okulargehäuses aus Ingeo™ Biopolymer

Einzelne Vergrößerungen

2.5 3.0



Galilean HD

- Ideal ausbalancierter Tragekomfort
- Maximale Tiefenschärfe und größtmögliches Blickfeld
- Ideal für den ganztägigen Gebrauch
- Fassung und Okulare aus Titan
- Anpassbar auf jede Sehstärke
- Prisma Lens System möglich

Einzelne Vergrößerungen

2.3 2.8 3.3 3.8



Essential Alpha Licht

- Natürliches weißes Licht ≤ 6.300 Kelvin
- Lichtstärke 14.000 Lux bei 35 cm
- Lichtpunkt, 85 mm bei 35 cm
- Stufenlos einstellbare Helligkeit
- Lampegewicht nur 11 g
- Bis zu 12 Stunden Betriebsdauer



“

Die Lupenbrillen von ExamVision sind so maßgeschneidert und bequem, dass ich sie bei jeder einzelnen Konsultation benutze

Christian Fabricius
CMV, Tierarzt, Dänemark

”



-  facebook.com/examvisiondk
-  instagram.com/examvision
-  linkedin.com/company/examvision-as
-  youtube.com/@examvisionchannel

www.examvision.de

Wir sind stolz darauf, mit führenden
Tierarztnetzwerken in Deutschland
zusammenzuarbeiten



ExamVision in
Deutschland

Lassen Sie uns einen Termin für eine persönliche
Demonstration vereinbaren:



Raimund Schmall
Sales Manager
+49 177 5620 249
ras@examvision.com



Toni Jurcevic
Aussendienst
+49 160 9809 3362
tj@examvision.com