

EXAM **V**ISION

Neue

Kepler Reflekt

Ihre Vision ist
unsere Mission



Uneingeschränkte Sicht

Sie brauchen die Lupenbrille nicht abnehmen, um andere Aufgaben zu erledigen.

Überlegene Ergonomie & peripheres Sehen

Kepler Reflekt ist die erste Ergo-Lupenbrille von ExamVision. Das schlanke schwarze Lupenbrillengehäuse ist aus robustem und dennoch leichtem Magnesium und Titan gefertigt.

Einzigartig an dem schlanken, ergonomischen Design ist die unübertroffene periphere Sicht, die einen vollständigen, klaren Blick in Ihre Umgebung bietet und es Ihnen ermöglicht, Ihre tägliche Arbeit fortzusetzen, ohne die Lupenbrille abnehmen zu müssen.



Peripheres Sehen mit Kepler Reflekt im Vergleich zu traditionellen Lupenbrillen.



Wir haben das Prisma umgedreht

So können Sie ungehindert über das Okular sehen.

Anpassung der Gläser

Wie bei allen Lupenbrillen von ExamVision bieten wir die besten Gläser an, die für alle Bedürfnisse geeignet sind.

Okulare aus Magnesium und Titan

Robust und dennoch leicht in einem ultra-schmalen Design, das es noch leichter macht.

Einstellbarer Feinfokus

Eine Standardausstattung der ExamVision Kepler Lupenbrillen, die es Ihnen ermöglicht, jedes Okular perfekt auf das individuelle Sehvermögen Ihrer Augen einzustellen und damit eine zusätzliche Stufe der Individualisierung zu erreichen.

4.0x Vergrößerung

Geeignet für längeren Gebrauch und komplexe Verfahren.

Natürliche und bequeme Ergonomie





Mit dem Kepler Reflekt sitzen Sie mit einem niedrigeren Nackenwinkel als mit traditionellen Lupenbrillen, wodurch Ihr Nacken den ganzen Tag über weniger belastet wird.





Ihre Vision ist
unsere Mission

EXAMVISION

-  facebook.com/examvisionde
-  instagram.com/examvisionde/
-  linkedin.com/company/examvision-aps
-  youtube.com/@examvisionchannel

www.examvision.de

Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen

